

Jouez au **BINGO** avec
Dentsply Sirona



En route vers les démos SiroLaser Blue



Questions sondage

Possédez-vous un appareil d'électrochirurgie?

Oui Non

Possédez-vous une unité laser?

Oui Non

Si oui, de quelle marque?

Utilisez-vous toujours un bistouri pour la gingivoplastie?

Oui Non

Faites-vous beaucoup de frénectomies et de gingivectomies dans votre cabinet?

Oui Non

Référez-vous les patients qui ont besoin d'une restructuration gingivale ou d'une incision des tissus mous?

Oui Non

Pourquoi une démo?

- ▶ SiroLaser Blue est doté d'un module laser de haute technologie qui fournit trois longueurs d'onde en un seul appareil, ce qui lui permet de couvrir plus de 20 indications.
- ▶ **La lumière laser bleue (445 nm)** a un taux d'absorption beaucoup plus élevé dans les tissus mous (c.-à-d. hémoglobine et mélanine) que les lasers à diode infrarouges traditionnels. Cela conduit à une amélioration de l'efficacité de l'incision des tissus mous sans contact. Pour les procédures de restaurations **CFAO** par exemple, il minimise les dommages tissulaires et les saignements, ce qui procure des marges clairement définies autour du site de préparation. Par conséquent, aucun fil de rétraction n'est nécessaire.
- ▶ **La lumière laser infrarouge (970 nm)** est efficace pour la réduction des microorganismes et des bactéries lors des traitements **d'hygiène** et **parodontaux**. Pour les traitements **d'endodontie**, l'utilisation de l'infrarouge après un traitement traditionnel du canal radiculaire conduit à un meilleur pronostic à long terme et une réduction de l'utilisation d'antibiotiques.
- ▶ **La lumière laser rouge (660 nm)** est utilisée pour la **photobiomodulation** pour améliorer la guérison des plaies et la régénération tissulaire, soutenant une large gamme d'indications dans les procédures chirurgicales et thérapeutiques. Il peut être utilisé dans le **traitement des troubles de l'ATM** par exemple, pour réduire la douleur et améliorer le mouvement mandibulaire.

POUR PLANIFIER UNE DÉMONSTRATION SIROLASER BLUE,
veuillez compléter le formulaire ci-dessous et le soumettre sur la plateforme de BINGO virtuelle.

Nom du représentant Henry Schein :

Nom du cabinet dentaire :

Nom du dentiste :

Adresse du cabinet dentaire :

Courriel :

Téléphone :