



NOUVEAU



Enhance® mini

Accès amélioré et plus grande versatilité

Enhance®
Système de finition

Abrasif lorsque vous en avez besoin, doux lorsque vous le désirez.

Le système de finition Enhance est complet; il permet d'enlever les excès, de bien définir les contours et de terminer la restauration en variant tout simplement la pression exercée sur la fraise. Appuyez un peu plus fort pour retirer les excès de composite, relâcher la pression pour en arriver au résultat final. En une seule étape, le système de finition Enhance procure une surface lisse et arrondie avec un fini des plus naturels. Tout dépend de la pression! **Finir en une seule étape.**

Moins d'étapes. Moins de temps. Résultats impressionnants.

Plus de 70 % des dentistes disent que la simplicité d'un système de finition et de polissage est le facteur le plus important.¹ C'est pour cette raison que nous avons conçu le système de finition Enhance. Complétez le processus de finition en entier en une seule étape. Rien n'est plus facile que cela! Appliquez initialement plus de pression pour l'enlèvement des excès et la définition des contours, puis relâchez pour obtenir une surface lisse des plus naturelles. Comme vous n'avez pas besoin de changer d'instrument, vous pouvez garder vos yeux rivés sur la procédure et arriver à un plus beau fini, et ce, plus rapidement.



Enlèvement des excès et définition des contours



Finition



Restauration DO Classe II après avoir été fini avec Enhance®

Lustre maximal par système

Après avoir obtenu le fini de look naturel avec Enhance, obtenez une restauration très lustrée en employant le système de polissage diamanté Enhance® PoGo®.

Information pour commander

Recharges pour le système de finition Enhance®

40 Disques de finition	624045
40 Cupules de finition	624055
40 Pointes de finition	624065

Kit complet Enhance®/Enhance® PoGo® 662020

Fraises de finition Enhance® 10 chac.:
Disques, Cupules, Pointes

Fraises de polissage Enhance® PoGo® 10 chac.:
Disques, Cupules, Pointes

Kit d'introduction Enhance® mini 624385

Enhance® mini 20 chac.:
Disques, Cupules, Pointes

Recharges pour le système de finition Enhance® mini

40 Disques de finition	624345
40 Cupules de finition	624355
40 Pointes de finition	624365

Recharges pour le système de polissage Enhance POGO

40 Disques de finition	662010
40 Cupules de finition	662023
40 Pointes de finition	662022



Rx Only
For Dental Use Only

1. Exevia: Dental Shuttle Q4, 2016, Allemagne
LFENHANCEFAM

© Dentsply Sirona Inc. 06/2017
©2017 Dentsply Sirona. Tous droits réservés.



1.877.393.3687 | www.dentsplysirona.com |  