

Midwest® E Plus

Accessoires de pièce à main électrique



PRÉCISION ET CONTRÔLE À VOTRE PORTÉE

Pratiquez une large gamme d'interventions grâce à la puissance et à la flexibilité des accessoires de pièce à main électrique Midwest E Plus. Ils vous permettent de tirer facilement le meilleur parti de vos compétences avec confiance, précision et efficacité.

- La tête de taille inférieure facilite l'accès*
- La coque en titane réduit le poids*
- Les roulements de tête en céramique prolongent la durabilité*

Tous les accessoires Midwest E Plus comportent un éclairage à fibres optiques et un système de pulvérisation d'eau.

PLUS DE PUISSANCE. PLUS DE COUPLE. PLUS SILENCIEUX. PLUS LÉGER.

Le moteur Midwest E dynamique, qui ne pèse que 59 grammes et ne mesure que 1,25 fait fonctionner les accessoires de pièce à main électrique Midwest E Plus à leur pleine capacité. Bien qu'il s'agisse de l'un des moteurs électriques les plus petits et les plus légers offerts sur le marché, il offre une puissance et un couple impressionnants en continu.

Ce moteur vous permet d'entreprendre efficacement jusqu'aux interventions de couronne et de pont les plus difficiles, et de gérer les cas pluraux plus rapidement. En outre, il est très silencieux et crée un environnement plus relaxant et apaisant pour les patients et le personnel. De conception intelligente, le moteur Midwest E comprend :

- Jusqu'à 3,0 Ncm de couple
- Un éclairage à DEL pour augmenter la visibilité
- Une intensité lumineuse et un éclairage différé réglables par l'intermédiaire d'un écran tactile LCD couleur
- Une gamme de vitesses allant de 100 à 40 000 tr/min
- Un raccord court de Type E pour accroître la compatibilité

*Comparativement aux accessoires Midwest E originaux.
Roulements de tête en céramique avec accessoire de rapport 1:5 seulement.



COMMANDE À BOUTON UNIQUE

Grâce aux commandes intuitives de l'écran tactile LCD couleur, vous pouvez rapidement afficher et sélectionner les paramètres appropriés pour les interventions à haute vitesse, à basse vitesse et endodontiques. La personnalisation du fonctionnement de l'accessoire à partir d'un seul écran signifie que vous pouvez compléter les interventions facilement et efficacement.

En plus de l'ajustement de la vitesse, des limites de couple et de l'éclairage, l'écran tactile :

- Dispose de quatre préréglages définis par l'utilisateur pour les fonctions « Prep » et « Endo »
- Est facilement personnalisable grâce à 28 rapports de vitesse préprogrammés et 2 rapports définis par l'utilisateur
- Permet une intégration parfaite dans les unités dentaires existantes, grâce à un plateau de montage détachable et à une trousse de montage à distance
- Offre la fonction Endo qui comprend des limites de couple définies par l'utilisateur et 3 options d'inversion automatique



NETTOYEZ VOS PIÈCES À MAIN

Des études cliniques ont démontré qu'un nettoyage et une lubrification appropriés sont les facteurs les plus importants à considérer lorsqu'il s'agit de performance et de longévité des pièces à main. Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de vos pièces à main, le système Midwest® Automate® :

- Réduit le temps de manipulation et de nettoyage de plus de 80 %
- Élimine automatiquement les débris, lubrifie précisément toutes les pièces mobiles et expulse les matériaux en excès avec précision
- Garantit un entretien régulier en tout temps
- Met un terme au désordre excessif lié à l'entretien manuel des pièces à main
- Optimise les performances à long terme avec un entretien de qualité



INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE

Système de pièce à main électrique Midwest® E

876000 Système de pièce à main électrique Midwest® E

Accessoires Midwest® E

875205 Accessoire haute vitesse 1:5 Midwest® E Plus
875210 Accessoire basse vitesse Midwest 1:1® E Plus
875220 Accessoire endo 6:1 Midwest® E Plus
875230 Accessoire droit 1:1 Midwest E Plus

Composants du système

875080 Trousse de montage à distance Midwest® E

Midwest® Automate®

Unité d'entretien automatique

380200 Unité Midwest Automate®
380520 Coussinet absorbant (paquet de 6)
380080 Atomiseur d'aérosol Midwest Plus™

Garanties

Le système de pièce à main électrique Midwest E bénéficie de près de 90 ans d'expérience en matière de pièces à main Midwest, et notamment :

d'une garantie de 3 ans sur le moteur, les tubulures et l'unité de commande

d'une garantie de 2 ans sur les accessoires



Service à la clientèle : 1-800-263-1437
161 Vinyl Court
Woodbridge (ON) L4L 4A3
www.dentsplysirona.com