



# LA PUISSANCE **DES TEMPORAIRES**

**RESTAURATION INDIRECTE** ✦ SOLUTION POUR TEMPORAIRES



## LE SUCCÈS COMMENCE AVEC DE MEI

Le chemin vers des restaurations réussies qui durent longtemps commence avec un départ bien orchestré. La solution pour temporaires de DENTSPLY vous donne un ensemble de produits et de techniques pour vous aider à en arriver à une efficacité procédurale et à un succès clinique optimal tout en protégeant la rentabilité de votre bureau.

Le temporaire est un élément très important en couronnes et ponts. Chaque résultat réussi supporte l'atteinte de vos buts d'en arriver à une restauration finale de longue durée et une grande satisfaction du patient et ce, tout en restant profitable du début à la fin de la procédure.



### première **visite gagnante.**

De l'empreinte primaire au matériau pour temporaire, en passant par la cimentation du temporaire, la première visite vous permet de mettre des assises solides pour une procédure réussie d'un bout à l'autre qui résultera en les suivants:

- **CONDITIONS IDÉALES POUR DES TISSUS EN SANTÉ LORS DE LA VISITE DE CIMENTATION DÉFINITIVE**
- **MOINS DE VISITES SUPPLÉMENTAIRES EN RAISON DE RÉPARATIONS, AJUSTEMENTS OU REPRISES**
- **MOINS DE RISQUE DE SENSIBILITÉ POST-TRAITEMENT POUR LE PATIENT**
- **RÉSULTATS PLUS PRÉVISIBLES**

### **deuxième visite gagnante.**

La qualité du temporaire permet au patient de se présenter à son rendez-vous de cimentation finale de couronne ou de pont avec des conditions tissulaire et dentaire optimales pour une visite sans surprise. L'adaptation finale, la mise en bouche, le contour et la santé des tissus sont tous affectés par la première visite. De plus, la sensibilité post-opératoire, le confort du patient, la fonction masticatoire et les qualités esthétiques du temporaire ont tous un rôle à jouer dans la satisfaction globale du patient et l'évaluation des aptitudes du clinicien.

### **SAVIEZ-VOUS QUE...**

... Une visite de 15 minutes pour une recimentation peut coûter plus de 114.00 \$ (temps et ressources)<sup>1</sup>

... 24% des comptes recevables sur un an d'un bureau proviennent directement de procédures de Couronnes et Ponts<sup>2</sup>

... Des visites pour une nouvelle fabrication peuvent vous coûter jusqu'à 347.00 \$ (temps et ressources)<sup>1</sup>

# MEILLEURES SOLUTIONS POUR VOS TEMPORAIRES

LA CLÉ VERS UN MEILLEUR TEMPORAIRE?  
COMMENCEZ AVEC DE MEILLEURES OPTIONS.

## 1. CONÇUE À PARTIR D'UNE MATRICE PRÉCISE

Pour éviter les contraintes les plus communes telles des arêtes de matériau non continues, des arêtes rugueuses, de mauvais contours ou des contacts à l'occlusal piètres, **Algin-X<sup>MC</sup> Ultra**, l'alternative à l'alginat, livre beaucoup plus de détails et offre une stabilité dimensionnelle pour aider à assurer les suivants:



- Contours anatomiques précis
- Une meilleure adaptation et mise en place du temporaire
- Un mélange homogène sans poussières et facile à nettoyer

**ALGIN-X<sup>MC</sup> ULTRA**  
Alternative à l'alginat

- MATÉRIAU DE GRANDE QUALITÉ POUR EMPREINTES PRÉLIMINAIRES À BASE DE VPS EN REMPLACEMENT D'UN ALGINATE
- STABILITÉ DIMENSIONNELLE DE 14 JOURS
- MATÉRIAU À PRISE RAPIDE



## 2. CRÉEZ UN MEILLEUR TEMPORAIRE

Des temporaires qui brisent ou qui ont besoin de réparations ne devraient pas faire partie de votre quotidien. Le matériau **Integrity<sup>®</sup> Multi-Cure** vous aide à minimiser les défis touchant le rétrécissement et les réparations:



- Offre une grande résistance plus rapidement avec l'option de photopolymérisation pour minimiser le risque lors du taillage et les ajustements prématurés.
- Adhère à lui-même pour faciliter l'ajout ou une modification au matériau
- Possède une faible valeur de rétrécissement pour une restauration réussie et prévisible

**Integrity<sup>®</sup> MULTI-CURE**  
Matériau pour couronnes et ponts temporaires

- GRANDE RÉSISTANCE OBTENUE PLUS RAPIDEMENT AVEC SON OPTION DE PHOTOPOLYMERISATION
- GRAND POLI DE SURFACE POUR AIDER À PRÉSERVER LA SANTÉ FUTURE DES TISSUS
- FACILE À AJUSTER ET À TAILLER
- TEMPS DE DÉINSERTION DE 1'30"; TAILLER ET AJUSTER 20" PLUS TARD AVEC L'OPTION DE PHOTOPOLYMERISATION



## 3. CIMENTEZ AVEC LA FIN EN TÊTE

Annoncez vos couleurs pour le restant de la procédure en choisissant le bon matériau. Le ciment **Integrity<sup>®</sup> TempGrip** vous aide en:



- Simplifiant l'étape de nettoyage en ne laissant aucun ciment résiduel derrière lui
- Établissant un environnement idéal pour la cimentation finale au ciment-résine
- Évitant de dessécher la dent préparée

**Integrity<sup>®</sup> TEMPGRIP**  
Ciment pour couronnes et ponts temporaires

- SIMPLIFIE LE NETTOYAGE LORS DE L'ENLÈVEMENT DU TEMPORAIRE
- LAISSE UN SITE PROPRE POUR UNE CIMENTATION DÉFINITIVE PLUS SIMPLE
- EXCELLENTE ADHÉSION AU MATÉRIAU DU TEMPORAIRE



### NETTOYAGE SIMPLIFIÉ



Temporaire de 2 semaines



Nettoyage facile avec le ciment Integrity TempGrip

## SAVIEZ VOUS QUE...

... 75% des ennuis avec les temporaires proviennent de l'empreinte préliminaire?

... 10% des visites de cimentation définitive sont influencées par le ciment temporaire utilisé?

... réparations et reprises peuvent coûter votre bureau jusqu'à 900.00 \$ ou plus par mois en perte de production?

LA CLÉ VERS UN MEILLEUR TEMPORAIRE?  
**COMMENCEZ AVEC DE MEILLEURES OPTIONS.**

DENTSPLY a mis sur pied une solution complète incluant une gamme de produits qui non seulement fonctionnent bien, mais ils fonctionnent bien ensemble. Offrir des opportunités pour une efficacité clinique supérieure à chaque étape.



**ALGIN-X<sup>MC</sup> ULTRA**  
 Alternative à l'alginate

**61E800 Recharge Ens. de 4 en cartouches - Prise rapide**

4 Cartouches (50 ml chac)  
 6 Embouts mélangeurs

**61E801 Recharge en vrx en cartouches - Prise rapide**

24 Cartouches (50 ml chac)

**61E810 DECAMC Emballage Standard - Prise rapide**

2 Cartouches (380 ml chac)  
 20 Embouts mélangeurs dynamiques  
 1 Anneau de fermeture à baïonnette

**61E810-3 DECAMC Emballage Économique - Prise rapide**

3 Emballages Standard

**Integrity<sup>®</sup>**

Matériau pour couronnes et ponts temporaires

**666200 Ensemble Complete**

1 Cartouche Teinte (A2) - 76 g  
 20 Embouts mélangeurs - Petit  
 1 Distributeur et tablette

**Recharge en Cartouches**

1 Cartouche - 76 g  
 20 Embouts mélangeurs - Petit  
 666210 Teinte A1  
 666220 Teinte A2  
 666230 Teinte A3.5  
 666240 Teinte B1  
 666245 Teinte Blanc blanchie

**666280 Embouts mélangeurs pour cartouches Recharge (20)**

666260 Distributeur

Integrity<sup>®</sup>  
**MULTI-CURE**

Matériau pour couronnes et ponts temporaires

**666650 Kit d'introduction**

1 Cartouche Integrity Multi-Cure - Teinte A2 (76 g)  
 15 Embouts mélangeurs pour Integrity Multi-Cure  
 2 Seringues de Ciment Integrity TempGrip (9 g chac)  
 20 Embouts mélangeurs pour Ciment IntegrityTempGrip  
 1 10:1 Distributeur de cartouche

**Recharge en cartouches**

1 Cartouche (76 g) 15 Embouts mélangeurs  
 666600 Teinte A1 666610 Teinte A2  
 666670 Teinte A3 666620 Teinte A3.5  
 666630 Teinte B1 666640 Teinte BW  
 666680 Teinte C2

**666280 Recharge d'embouts mélangeurs pour cartouches (20)**

Integrity<sup>®</sup>  
**TEMPGRIP<sup>®</sup>**

Ciment pour couronnes et ponts temporaires

**666450 Recharges en Seringues**

2 Seringues (9 g chac)  
 20 Embouts mélangeurs

**666460 Recharge d'embouts mélangeurs (50)**